



Vorteile

- Zuverlässige Ergebnisse
- Nachweis von 6 Drogen per Test
- Speichelproben sind schwer zu manipulieren
- Schnell und einfach
- Sofortige Erkennung von THC Konsum
- Schwarze Testkassette* starker Kontrast sichert die Auswertung
- Klare Linien bei negativen Ergebnissen
- Ergebnisse werden intern gespeichert* (only with SalivaScreen Handheld Reader Touch)

Speichel-Drogennachweistest # 008S901 AMP-OPI-THC/MTD-MET-COC

* Schutz durch Gebrauchsmuster



Speichelsammler

Probensammlung

Die Speichelprobe sollte mit dem im Testkit enthaltenen Speichelsammler genommen werden.

Folgen Sie der detaillierten Gebrauchsanweisung.

Mit diesem Test sollten keine anderen Speichelsammler verwendet werden.

Eine tageszeitunabhängig genommene Speichelprobe kann getestet werden.

Unser Service für Sie

Lange Beständigkeit

Sämtliche Ulti med Produkte sind mindestens 18 Monate nach ihrer Auslieferung haltbar. Die Tests können bei Raumtemperatur bis zu +30°C aufbewahrt werden.

Hohe Zuverlässigkeit

Die Ulti med Schnelltests sind äußerst zuverlässig und stimmen zu 99% (abhängig vom Test) mit den Ergebnissen der Referenzmethode überein. Die Tests sind äußerst präzise.

Kompetente Beratung

Für jegliche Fragen, die die Verwendung unserer Produkte betreffen, steht Ihnen unser Team gern zur Verfügung. Trotz unserer langjährigen Erfahrung können spezielle Fragen in Bezug auf Wechselwirkungen mit verschriebenen Arzneimitteln jedoch nicht in jedem Fall am Telefon beantwortet werden. In diesem Fall schicken Sie Ihre Fragen bitte per Fax oder E-Mail an unsere Spezialisten. Für gewöhnlich erhalten Sie innerhalb von 2 Arbeitstagen eine Antwort.

Qualität

Ulti med erfüllt nicht nur die Vorschriften seines Qualitätssicherungssystems gemäß DIN EN ISO 13485:2003, sondern übertrifft sogar die strengen Standards, insbesondere beim umfangreichen Management von Tests und Reklamationen.

Weitere Informationen im Internet

Sie finden alle Informationen zu unseren Produkten auf unserer Webseite unter www.ultimed.org. Selbstverständlich schicken wir Ihnen auf Anfrage auch Informationen per E-Mail, Fax oder Post zu.

Wünschen Sie Produktinformationen, schreiben Sie bitte an: info@ultimed.org.

Forschung und Entwicklung / Produktion und Vertrieb

Telefon: +49 (0)4102-800 90
 Fax: +49 (0)4102-500 82
 E-mail: info@ultimed.org
 Adresse: Ulti med Products (Deutschland) GmbH
 Reeshoop 1, 22926 Ahrensburg
 Postfach: Ulti med Products (Deutschland) GmbH
 Postfach 1814, 22908 Ahrensburg

Qualität für Ihre Sicherheit

Die Ulti med Products (Deutschland) GmbH erfüllt alle Anforderungen zur Herstellung und dem Vertrieb von IVD (in-vitro-Diagnostik) Produkten und ist gemäß DIN EN ISO 13485:2003 zertifiziert.

Steuer-Nr. DE 154 23 11 80
 Amtsgericht Ahrensburg: HRB 3562
 Benannte Stelle: TÜV SÜD München



SalivaScreen® Handheld Reader Touch Digitales Speichel-Drogentest Lesegerät mit integriertem Drucker und 3,5" hochauflösendem touch-screen Display



SalivaScreen®

Der **SalivaScreen®**

Handheld Reader Touch

ist ein kompaktes Gerät, dass die digitale Auslesung und Datenmanagement von Speichel Drogentests ermöglicht. Daher ist es das ideale Gerät für Tests bei mobiler Verkehrskontrolle, in der Notaufnahme, für Notfall- und Betriebsärzte, Haftanstalten, Grenzschutz etc.

- **einfach zu bedienen**
- **sicher**
- **zuverlässig**
- **komplett mit Betriebssystem**
- **optimierte Menüführung mit touch-screen Display**
- **integrierter Drucker**

Vorteile:

- 3,5 " touch-screen Display
- Optimierte Touch-Panel-Navigation
- Bis zu 6 Drogen im menschlichen Speichel in einem Test erkennen
- Direkte und schnelle Auswertung
- Integrierte Backup-Funktion. Die Testergebnisse werden im Gerät und optional in der Testkassette gespeichert.
- GPS-Position-Tracking-System
- Fingerabdruck Lesegerät
- Strichcode Lesegerät
- 2 USB-Anschlüsse
- GPRS intern (optional)
- SD-Kartenleser (max. 32 GB)
- Kartenleser für Magnetstreifen und Mikrochips (z. B. Kreditkarten)
- 4 x Sim Card Slots
- RFID – Radio Frequency Identification Device / tag STD



Prod.-Nr.	Produkt
008M900	SalivaScreen Handheld Reader Touch®, inkl. Alu-Transportkoffer und Ledertasche <i>technisch zugelassen und zertifiziert für EN 61326 und EN 61010</i>
008S901	SalivaScreen Drogen-Testkassette (mit eingeb. Speicherchip)
008F120	Thermodruck Papierrolle

SalivaScreen®

Drogennachweistest für Speichelproben.

Nachweis von bis zu 6 Drogen in einem Test / mit internem Speicher zur Archivierung der Testergebnisse

Folgende Drogen können nachgewiesen werden:

■ Amphetamine/MDA	50 ng/ml
■ Kokain (Parent)	20 ng/ml
■ Methamphetamine/MDMA	50 ng/ml
■ Methadon	30 ng/ml
■ Marihuana (THC Parent)	100 ng/ml
■ Opiate	40 ng/ml

Einsatzbereich

Die SalivaScreen Kassette ist für den Einsatz in professionellen Institutionen bestimmt – Drogenkliniken, Polizei, Grenzschutz, Mitarbeiter-Screening-Programme in Unternehmen und für weitere Einsatzbereiche.



* Schutz durch Gebrauchsmuster

Speichelproben bieten einige Vorteile gegenüber anderen Flüssigkeiten wie Blut und Harn. Daher ist die Testkassette ein nützliches Werkzeug für alle Anwender. Drogen können in Speichelproben sehr zuverlässig erkannt werden.

Speichelproben sind leicht zugänglich und können kaum manipuliert werden. Drogen können sofort nach dem Konsum nachgewiesen werden, noch bevor sie in einem metabolisierten Zustand im Urin erscheinen. Ursprünglich wurde die Kassette als Drogentest für die Untersuchung von Urinproben mit niedrigeren cut-offs entwickelt. Speichelproben zeigen jedoch eine weitaus bessere Korrelation als Tests mit Blut- oder Urinproben.