



SalivaScreen[®]

handheld

Ihre erste Wahl...
...eine sichere Entscheidung

Nahezu alle ulti med Produkte sind für den professionellen Gebrauch CE gekennzeichnet

- Erfüllung der EG Richtlinie 98/79 EG IVD (In-vitro Diagnostika)
- Nachweisgrenzen nach SAMHSA und NIDA Standard (USA)
- Zertifizierte Herstellung nach DIN EN ISO 13485:2003
- Übereinstimmung von >98% mit GC/MS Laborwerten

Your first choice...
...a safe decision

Nearly all ulti med Products are CE marked for professional use

- fulfil the EC regulations 98/79 EC IVD (in-vitro diagnostics)
- cut-off levels according to SAMHSA and NIDA standards
- certified production according to DIN EN ISO 13485:2003
- match with laboratory results GC/MS in >98% of the cases

Manufacturer:

ulti med Products (Deutschland) GmbH

Reeshoop 1 · 22926 Ahrensburg · GERMANY

Tel: +49 (0)4102 - 800 90 · Fax: +49 (0)4102 - 500 82

Email: info@ultimed.org

Distribution:

ulti med Products (Belgium) BVA

Honzebroekstraat 137 · B-8800 Roeselare · BELGIUM

Tel: +32 (0)51 - 200 425 · Fax: +32 (0)51 - 200 449

Email: belgium@ultimed.org

An Ort und Stelle Speichel auf bis zu 9 Drogen testen

On-site drug testing of saliva for up to 9 drugs of abuse



ulti medTM
www.ultimed.de

SalivaScreen® Handheld

An Ort und Stelle Speichel auf bis zu 9 Drogen testen

Der SalivaScreen® Handheld ist ein kompaktes Lesegerät, welches die digitale Auswertung und Datenverwaltung von Speicheltests ermöglicht. Daher ist er ein idealer Begleiter bei der Verkehrsüberwachung, im Einsatz in der Notaufnahme, für Notärzte, Arbeitsmediziner, Justizvollzugsanstalten, Grenzschutz etc.

einfach · sicher · zuverlässig
komplett mit Betriebssystem · optimierte Menüführung

Folgende Drogen werden erkannt:

- **Amphetamin** 50 ng/ml
 - **Kokain** 20 ng/ml
 - **Methamphetamin** 50 ng/ml
 - **Methadon** 30 ng/ml
 - **MDMA** 50 ng/ml
 - **MDA** 150 ng/ml
 - **PCP** 10 ng/ml
 - **Marihuana** 12 ng/ml
 - **Opiate** 40 ng/ml
-
- Zuverlässige Ergebnisse bei der Überprüfung von Speichelproben auf Drogen
 - Nachweis von nativem THC
 - Inklusive Bluetooth-Drucker

Ihre erste Wahl...

Your first choice...

SalivaScreen® Handheld

on-site drug testing of saliva for up to 9 drugs of abuse

The SalivaScreen® Handheld is a compact reader that permits the digital interpretation and data management of saliva tests. Therefore, it is the ideal device for roadside testing, emergency unit use, for emergency and corporate physicians, detention centres, border police etc.

easy to use · secure · reliable
complete with operating system · optimized menu navigation

The following drugs can be detected:

- **Amphetamine** 50 ng/ml
- **Cocaine** 20 ng/ml
- **Methamphetamine** 50 ng/ml
- **Methadone** 30 ng/ml
- **MDMA** 50 ng/ml
- **MDA** 150 ng/ml
- **PCP** 10 ng/ml
- **Marijuana** 12 ng/ml
- **Opiates** 40 ng/ml

- reliable results when testing saliva samples on drugs of abuse
- detection of native THC
- Bluetooth-printer included

...eine sichere Entscheidung

...a safe decision

